

## CRIMPTRONIC CR-5000

### Station de sertissage électronique à plateau tournant

*Entièrement programmable avec un large choix de têtes.  
Montage/démontage rapide des têtes.  
Déplacement de la tête de sertissage par guidage linéaire  
Idéal pour sertir des séries de flacons*

#### Station de sertissage

Notre station de sertissage CR-5000 allie puissance ajustable avec un sertissage rapide et reproductible.

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché.
- Station ergonomique, compacte et facile d'usage.
- Recommandée pour les capsules en aluminium ainsi qu'en tôle d'acier (CTC - Combi PAL).
- Alimentation intégrée.
- Fiable et robuste.
- Détection de la présence de flacons par faisceau laser.
- Utilisation simple et sans effort.
- Vérin électrique dont les paramètres de sertissage sont contrôlés.
- Grande capacité et cadence de sertissage grâce à une utilisation en temps masqué.
- Déplacement linéaire de la tête de sertissage.
- Fabrication française.

Action Europe propose une station de sertissage électronique à hautes performances. Elle est polyvalente, stable, et permet d'ajuster avec précision la force de sertissage. Les têtes interchangeables pour le sertissage se montent rapidement sans outils et sont spécialement adaptées pour des fermetures en aluminium ainsi qu'en tôle d'aciers avec un diamètre de 8mm, 11mm, 13mm et 20mm.

Des têtes spéciales sont disponibles pour des capsules flip-off de 13mm et 20mm.

Le CR-5000 est compact (H 60cm-l 27cm- P 33cm), stable, facile d'utilisation et d'entretien.



Le réglage de la force peut être ajusté de manière progressive, en fonction de la dureté des joints et du type de capsules employées. La hauteur de tête est ajustable en fonction du type de flacon.

Le CR-5000 est compatible avec des capsules standard en aluminium, des capsules de sécurité utilisées en Headspace, les capsules magnétiques en tôle d'acier ainsi que les capsules flip-off, flip Tear off, flip Tear up.

La force de sertissage est bien plus élevée qu'avec les sertisseuses manuelles équipées d'une batterie (limitée par son temps de vie ou son état de charge).

Le déplacement de la tête de sertissage se fait par guidage linéaire.

L'utilisation ne nécessite qu'une prise d'alimentation électrique de 230V/50Hz.



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : [a.europe@wanadoo.fr](mailto:a.europe@wanadoo.fr) ♦ [www.actioneurope.fr](http://www.actioneurope.fr)

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.

### Caractéristiques & avantages

- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton *départ cycle*
- Plateau rotatif permettant le sertissage de séries en temps masqué
- Force de sertissage ajustable en fonction de la combinaison du type de joint et des capsules utilisées
- Parfaitement adapté pour le sertissage de capsules en aluminium, capsules Flip-off ainsi qu'en tôle d'acier
- Puissance ajustable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints
- Changement du type de tête, et de vérin facile et rapide
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique
- Ne refoule pas d'air contaminé par des traces d'huiles ou d'hydrocarbures dans la zone de travail confinée.
- Déplacement de la tête de sertissage par guidage linéaire
- Vérin électrique dont les paramètres de sertissage sont contrôlés avec grande précision (5 préréglages)
- Utilisation simple et sans effort
- Ecran LCD avec compteur/totalisateur

### Information de commande

Description	Quantité	Nr. Cat.
<b>Station de sertissage électronique à haute performance</b> Modèle Crimpronic CR-5000 (Station complète sans tête de sertissage)	1	CR-5000
<b>Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 11mm</b> Modèle Crimpronic CR-5000 (Station complète avec 1 tête de sertissage pour capsules de 11mm)	1	CR-5000-11K
<b>Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 20mm</b> Modèle Crimpronic CR-5000 (Station complète avec 1 tête de sertissage pour capsules de 20mm)	1	CR-5000-20K

### Accessoires

Description	Quantité	Nr. Cat.
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de Ø 8mm	1	TS 08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de Ø 11mm	1	TS 11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de Ø 13mm	1	TS 13
Tête de sertissage pour capsules de Ø 13mm flip-off	1	TS 13FLO
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de Ø 20mm	1	TS 20
Tête de sertissage pour capsules de Ø 20mm flip-off	1	TS 20FLO
Tête de sertissage pour capsules Flip tear-up de Ø 20mm	1	TS 20FTU
Tête de sertissage pour capsules Flip tear-off de Ø 20mm	1	TS 20FLTO
Cache de sécurité disponible pour tous les modèles de têtes	1	CAO X
Caisse de transport en aluminium	1	CTA5000

### Options

Désignation	Description
<b>Option « D »</b>	Détrompeur à targette monté sur vis à bille à double position pour deux tailles de flacons
<b>Option « I »</b>	Boîtier en acier inox 316 L
<b>Option « USB »</b>	Pilotage de la machine par automate avec liaison USB Enregistrement des courbes de forces Paramétrage et sauvegarde des différents niveaux de forces en fonction du type de fermeture. Statistique et suivi du nombre de sertissages réalisés, de la force moyenne appliquée, du temps d'utilisation Toutes autres fonctions réalisable sur demande (Statistiques, cycles de fonctionnement, affichage...)

Exemple de désignation : CR-5000 IUSB (Sertisseuse avec boîtier inox et liaison USB)

**Autres options sur demande**