

CRIMPTRONIC CR-1000**Station de sertissage et de dessertissage électrique**

*Entièrement programmable avec un large choix de têtes.
Montage/démontage rapide des têtes.*



Station de sertissage et de dessertissage

Notre station de sertissage CR-1000 allie puissance ajustable avec un sertissage reproductible.

- Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché.
- Station ergonomique et facile d'usage.
- Recommandée pour les capsules aluminium et tôle d'acier (CTC - Combi PAL).
- Alimentation intégrée.
- Fiable et robuste.
- Légère et mobile.
- 100% Fabrication française.

Nous offrons maintenant une nouvelle station de sertissage électronique à haute performance. Elle est polyvalente, stable, et permet d'ajuster avec précision la force de sertissage et de dessertissage. Les têtes interchangeables pour le sertissage ou le dessertissage se montent rapidement sans outils et sont spécialement adaptées pour le sertissage et le dessertissage de capsules en aluminium et en acier inoxydable avec un diamètre 8, 11, 13 et 20 mm. Des têtes spéciales sont disponibles pour des capsules flip-off de 13mm et 20mm. Le CR-1000 est très compact et stable.



Il mesure 49,4 cm de hauteur, 16 cm de largeur et 19,7 cm de profondeur.

Le réglage de la force peut être ajusté de manière progressive à l'aide d'un potentiomètre en fonction de la dureté des joints et du type de capsules employées.

Le CR-1000 est compatible avec des capsules standard en aluminium, des capsules de sécurité utilisées en Headspace, les capsules magnétiques en tôle d'acier ainsi que les capsules flip-off.

La force de sertissage est bien plus élevée qu'avec les sertisseuses manuelle équipée d'une batterie (limitée par son temps de vie ou son état de charge).

L'utilisation ne nécessite qu'une prise d'alimentation électrique de 230V/50Hz.



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : a.europe@wanadoo.fr ♦ www.actioneurope.fr

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.

Caractéristiques & avantages

- Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton *départ cycle*.
- Parfaitement adapté pour le sertissage et le dessertissage de capsules magnétiques en tôle d'acier.
- Puissance adaptable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints.
- Changement des têtes facile et rapide sans l'utilisation d'outils.
- Ne nécessite pas l'utilisation d'air comprimé ou le chargement d'accu électrique.
- Remplacement du vérin électrique simple et rapide.
- L'opérateur ne subit pas le poids et l'imprécision des instruments classiques utilisés à bras tendu.

Information de commande

Description	Quantité	Nr. Cat.
Station de sertissage électronique à haute performance Modèle Crimptronic CR-1000 (Station complète sans tête de sertissage)	1	CR-1000
Station de sertissage électronique à haute performance avec une extension de garantie de 1 année (pièces&MO incluse) Modèle Crimptronic CR-1000 (Station complète sans tête de sertissage)	1	CR-1000GEX
Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 11 mm Modèle Crimptronic CR-1000 Station complète comprenant : 1 tête de sertissage pour capsules de 11 mm et son cache de sécurité 1 tête de dessertissage pour capsule de 11 mm et son cache de sécurité	1	CR-1000-11K
Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 20 mm Modèle Crimptronic CR-1000 Station complète comprenant : 1 tête de sertissage pour capsules de 20 mm et son cache de sécurité 1 tête de dessertissage pour capsule de 20 mm et son cache de sécurité	1	CR-1000-20K

Accessoires

Description	Quantité	Nr. Cat.
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8mm Ø	1	TS 08
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 8mm Ø	1	TD 08
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11mm Ø	1	TS 11
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 11mm Ø	1	TD 11
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13mm Ø	1	TS 13
Tête de sertissage pour capsules de 13mm Ø flip-off	1	TS 13FLO
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 13mm Ø	1	TD 13
Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20mm Ø	1	TS 20
Tête de sertissage pour capsules de 20mm Ø flip-off	1	TS 20FLO
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 20mm Ø	1	TD 20
Cache de sécurité pour tous les modèles de têtes	1	CAO
Caisse de transport en aluminium	1	CTA1000



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : a.europe@wanadoo.fr ♦ www.actioneurope.fr

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.



43, rue des Violettes ♦ 68390 SAUSHEIM ♦ France

Tél. 03 89 45 62 16 ♦ Fax 03 89 45 63 90 ♦ E-mail : a.europe@wanadoo.fr ♦ www.actioneurope.fr

ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l'analyse de service.